



# MASQUES CHIRURGICAUX

## 3 COUCHES FILTRANT (Usage unique)

3 couches, élastique rond, barrette nasale

Niveau de filtration BFE  $\geq$  99%

Norme: EN14683:2019 Type II



European Commission





## VISIÈRE DE PROTECTION

- Masque léger double protection
- Matière PVC haute qualité - anti projection double face
- Résistant à haute température
- L'élastique ne se déforme pas au bout des utilisations
- Convient à tous types de visages





## SURCHAUSSURES

- Couvre les chaussures de protection non tissées.
- Protège toute la zone des chaussures.
- Imperméable et déperlant. Non stérile





## SURBLOUSE JETABLE

- Elle se ferme dans le dos, avec une finition biais autour du cou et de la taille.
- Conception ergonomique qui garantit le confort et la liberté de mouvement. Assure la circulation de l'air, de la chaleur et de la vapeur.
- Imperméable et déperlante. Non stérile





## **SURBLOUSES ANTISALISURE LAVABLES ET REUTILISABLES**

### **NOTICE :**

Domaine d'utilisation : Cette surblouse est destinée au personnel hospitalier intervenant pendant la crise sanitaire liée au COVID19. Elle est portée par-dessus la tenue du personnel. Réalisée en taille unique, elle s'adapte à toutes les morphologies grâce à son système de fermeture arrière réglable à l'encolure et à la ceinture fixée au niveau de la taille. Le bas de manche est muni d'un resserrage afin de permettre le port de gants de protection et si nécessaire d'une manchette de protection. Ce vêtement utilisé en milieu hospitalier, devra être lavé avant la première utilisation. Il est recommandé de fournir plusieurs surblouses par personne compte tenu de la rotation liée à l'entretien.

Matière : La matière textile résiste à un minimum de 50 cycles d'entretien industriel. 1 cycle d'entretien = lavage industriel 60°C + séchage en tunnel de finition

Composition : 100 % POLYESTER 150g/m<sup>2</sup>

Explication sur la méthode de lavage : Lavage en machine ménager à 60°C avec détergent classique. Séchage en tambour. Cette surblouse a été conçue pour être réutilisée et lavée au minimum 50 fois.

Stockage : les surblouses non utilisées à stocker dans un endroit propre, sec et à l'abri de la lumière

Référence aux normes :

- Directive n°2001/95/CE du 03/12/01
- Règlement (UE) N ° 1007/2011 relatif aux dénominations des fibres textiles et à l'étiquetage

**Je reconnais avoir lu et compris la notice d'utilisation des masques lavables et réutilisables vendus par la société DGE Production.**

Signature (faire précéder la signature de la mention « lu et compris »)

Nom du signataire et sa fonction

Date et lieu

# SURBLOUSES ANTISALISURE LAVABLES ET REUTILISABLES

**Vue de face**

**Vue de dos**

